




SURGIRIS
SMART VISION

CATALOGUE ACCESSOIRES

TRYPDE - M20 VERTICAL - M20 HORIZONTAL

SOMMAIRE

1. PLATEAUX	3
2. TIROIRS	10
3. PANIERS	14
4. RAILS ET SUPPORTS	17
5. PERFUSIONS	22
6. GESTION DES CÂBLES	27
7. BRAS SUPPORT	30
8. ÉCLAIRAGE D'EXAMEN	34
9. DIVERS	36

LÉGENDE



M20 VERTICAL



M20 HORIZONTAL



TRYPODE

1

PLATEAUX

Plateau sur bride pour M20 ou TRYPODE



- Dimensions **290 x 260 mm**
- Fixation sur 1 tube **D38** ou rail **25/10**
- Charge maximale : **5 Kg**
- Acier
- Blanc

Réf : ACS01061



Plateau pivotant petit modèle sans rail pour M20



- Dimensions **350 x 350 mm**
- Fixation sur 1 tube diamètre **38 mm**
- Charge maximale : **20 Kg**
- Acier
- Blanc

Réf : ACS01062



Plateau pivotant petit modèle sans rail pour TRYPODE



- Dimensions **350 x 350 mm**
- Fixation sur 1 tube diamètre **38 mm**
- Charge maximale : **20 Kg**
- Acier
- Blanc

Réf : ACS01062

À commander avec l'une des références :


ACS04026 (extension avec tube D38 longueur 1500mm)

ACS04027 (extension avec tube D38 longueur 1000mm)

ACS04028 (extension avec tube D38 longueur 100mm)



Plateau pivotant petit modèle avec rail pour TRYPODE



- Dimensions **350 x 350 mm**
- Fixation sur 1 tube diamètre **38 mm**
- Charge maximale : **20 Kg**
- Acier
- Blanc

Réf : ACS01071

À commander avec l'une des références

ACS04026 (extension avec tube D38 longueur 1500mm)

ACS04027 (extension avec tube D38 longueur 1000mm)

ACS04028 (extension avec tube D38 longueur 100mm)



Plateau pivotant grand modèle sans rail pour M20




- Dimensions **450 x 450 mm**
- Fixation sur 1 tube diamètre **38 mm**
- Charge maximale : **50 Kg**
- Acier
- Blanc

Réf : ACS01064



Plateau pivotant grand modèle sans rail pour TRYPODE



- Dimensions **450 x 450 mm**
- Fixation sur 1 tube diamètre **38 mm**
- Charge maximale : **50 Kg**
- Acier
- Blanc

Réf : ACS001064

À commander avec l'une des références :

ACS04026 (extension avec tube D38 longueur 1500mm)

ACS04027 (extension avec tube D38 longueur 1000mm)

ACS04028 (extension avec tube D38 longueur 100mm)



Plateau articulé simple sur tube D38



- Dimensions **300 x 300 mm**
- Fixation sur 1 tube diamètre **38 mm**
- Charge maximale : **18 Kg**
- Longueur du bras : **300 mm**
- Aluminium
- Blanc

Réf : ACS01066



Plateau articulé simple sur rail 25/10 vertical



- Dimensions **300 x 300 mm**
- Fixation sur sur rail **25 x 10 mm**
- Charge maximale : **18 Kg**
- Longueur du bras : **300 mm**
- Aluminium
- Blanc

Réf : ACS01059



Plateau articulé double sur tube D38



- Dimensions **300 x 300 mm**
- Fixation sur 1 tube diamètre **38 mm**
- Charge maximale : **18 Kg**
- Longueur des bras : **300+300 mm**
- Aluminium
- Blanc

Réf : ACS01067



Plateau articulé double sur rail 25/10 vertical




- Dimensions **300 x 300 mm**
- Fixation sur rail **25 x 10 mm**
- Charge maximale : **18 Kg**
- Longueur des bras : **300+300 mm**
- Aluminium
- Blanc

Réf : ACS01068



Plateau MFR




- Dimensions **594 x 500 mm**
- Fixation sur 2 tubes diamètre **38 mm**
- Charge maximale : **80 Kg**
- Hauteur réglable et protection des côtés
- Aluminium
- Gris

Réf : ACS01016



Plateau MFR avec rail




- Dimensions **594 x 500 mm**
- Fixation sur 2 tubes diamètre **38 mm avec rail**
- Charge maximale : **80 Kg**
- Hauteur réglable et protection des côtés
- Aluminium
- Gris

Réf : ACS01017



Plateau MFR confort pour Genius E-Brake




- Fixation sur 2 tubes diamètre 38 mm
- Dimensions **594x500 mm**
- Avec commande de freins électromagnétiques
- Avec rail et poignée confort
- Charge maximale : **80 Kg**
- Hauteur réglable et protection des côtés
- Aluminium
- Gris



Réf : ACS01035

Plateau MFR confort pour Genius Air




- Fixation sur 2 tubes diamètre 38 mm avec rail
- Dimensions **594x500 mm**
- Avec commande de freins pneumatiques
- Avec rail et poignée confort
- Charge maximale : **80 Kg**
- Hauteur réglable et protection des côtés
- Aluminium
- Gris



Réf : ACS01034

Plateau MFR confort pour Genius Motor E-brake




- Fixation sur 2 tubes diamètre 38 mm avec rail
- Dimensions **594x500 mm**
- Avec commande de freins électromagnétiques
- Avec commande de mouvement monte/baisse
- Avec rail et poignée confort
- Charge maximale : **80 Kg**
- Hauteur réglable et protection des côtés
- Aluminium
- Gris



Réf : ACS01036

Plateau MFR confort pour Genius Friction ou Valia X



- Fixation sur 2 tubes diamètre 38 mm avec rail
- Dimensions **594x500 mm**
- Avec rail et poignée confort
- Charge maximale : **80 Kg**
- Hauteur réglable et protection des côtés
- Aluminium
- Gris



Réf : ACS01058

Plateau moyen modèle avec rail pour TRYPODE



- Dimensions **405 x 355 mm**
- Fixation sur **2 rails 25/10**
- Charge maximale : **40 Kg**
- Compact blanc

Réf : ACS01048



Plateau grand modèle avec rail pour TRYPODE



- Dimensions **605 x 450 mm**
- Fixation sur **2 rails 25/10**
- Charge maximale : **40 Kg**
- Compact blanc

Réf : ACS01051



Préparation pour Tube MFR sur boîtier horizontal




- Configuration maximale : 3 plateaux avec une charge maximale de **165 Kg**
- **Possibilité d'installation ultérieure si prévue à la commande.**
- Ne convient pas pour un montage sur bras spring

Réf : PREPARATION-MFR-M20H



Plateau pour boîtier M20 horizontal 520x450 avec rail



- Configuration maximale : 3 plateaux avec une charge maximale de **165 Kg**
- Avec rail
- Protection des côtés
- Aluminium
- Gris

Réf : ACS01045



Rails et support poignée et/ou rail 25x10



- Suivant configuration du boitier

Réf : SELON CONFIGURATION



Tablette respirateur pour M20



- Dimensions **594 x 500 mm**
- Charge maximale : **30 Kg**

Réf : ACS01069



2

TIROIRS

Tiroir simple petit modèle (plateau non inclus)



- Dimensions **350 x 350 x 150 mm**
- 1 tiroir
- Fixation sous plateau 350 x 350 mm
- Système « safe-lock »
- Fixé sous plateau
- Acier
- Blanc

Réf : ACS01060



Tiroir simple petit modèle (face arrière Trypode uniquement -plateau non inclus)



- Dimensions **350 x 350 x 150 mm**
- 1 tiroir
- Fixation sous plateau 350 x 350 mm
- Système « safe-lock »
- Fixé sous plateau
- Acier
- Blanc

Réf : ACS01070

À commander avec l'une des références :

ACS04026 (extension avec tube D38 longueur 1500mm)

ACS04027 (extension avec tube D38 longueur 1000mm)

ACS04028 (extension avec tube D38 longueur 100mm)



Tiroir simple moyen modèle



- Dimensions **405 x 355 x 100 mm**
- Charge max : **40 Kg**
- 1 tiroir
- Fixation sur 2 rails 25/10
- Système « safe-lock »
- Fixé sous plateau
- Compact blanc

Réf : ACS01049



Tiroir double moyen modèle



- Dimensions **405 x 355 x 100 mm**
- Charge max : **40 Kg**
- 2 tiroirs
- Fixation sur 2 rails 25/10
- Système « safe-lock »
- Fixé sous plateau
- Compact blanc

Réf : ACS01050



Tiroir simple grand modèle



- Dimensions **605 x 450 x 100 mm**
- Charge max : **60 Kg**
- 2 tiroirs
- Fixation sur 2 rails 25/10
- Système « safe-lock »
- Fixé sous plateau
- Compact blanc

Réf : ACS01052



Tiroir double grand modèle



- Dimensions **605 x 455 x 100 mm**
- Charge max : **60 Kg**
- 2 tiroirs
- Fixation sur 2 rails 25/10
- Système « safe-lock »
- Fixé sous plateau
- Compact blanc

Réf : ACS01053



Tiroir simple grand modèle (plateau non inclus)



- Dimensions **594 x 500 mm**
- Charge maximale : **80 Kg**
- 1 tiroir
- Fixation sous plateau 594 x 500 mm
- Système « safe-lock »
- Fixé sous plateau
- Acier
- Blanc

Réf : ACS01046

Existe avec une ouverture latérale : Réf : ACS01039



Tiroir double grand modèle (plateau non inclus)



- Dimensions **594 x 500 mm**
- Charge maximale : **80 Kg**
- 2 tiroirs
- Fixation sous plateau 594 x 500 mm
- Système « safe-lock »
- Fixé sous plateau
- Acier
- Blanc

Réf : ACS01023

Existe avec une ouverture latérale : Réf : ACS01038



Tiroir simple pour plateau M20 horizontal 520x450 (plateau non inclus)



- Configuration maximale : 3 plateaux avec une charge maximale de **165 Kg**
- **Fixation sous plateau 520 x 450 mm**
- Gris
- Acier peint epoxy
- Avec rail
- Protection des côtés

Réf : ACS01057



Tiroir double pour plateau M20 horizontal 520x450 (plateau non inclus)



- Configuration maximale : 3 plateaux avec une charge maximale de **165 Kg**
- **Fixation sous plateau 520 x 450 mm**
- Gris
- Acier peint epoxy
- Avec rail
- Protection des côtés

Réf : ACS01056



3

PANIERES

Panier petit modèle



- Dimensions **80 x 165 x 125 mm**
- Inox
- Fixation sur rail

Réf : ACS02006



Panier grand modèle



- Dimensions **100 x 300 x 200 mm**
- Inox
- Fixation sur rail

Réf : ACS02005



Porte documents



- Dimensions **350 x 240 x 40/70 mm**
- Inox
- Fixation sur rail

Réf : ACS02007



Support sac poubelle



- Dimensions **190 x 260 mm**
- Inox
- Fixation sur rail

Réf : ACS02008



Support de gants



- Dimensions **200 x 134 x 90 mm**
- Inox
- Fixation sur rail

Réf : ACS02001



Panier porte sondes / cathéters petit modèle



- Dimensions **200 x 150 x 100 mm**
- Inox
- Fixation sur rail

Réf : ACS02004



Panier porte sondes / cathéters moyen modèle



- Dimensions **280 x 150 x 100 mm**
- Inox
- Fixation sur rail

Réf : ACS02003



Panier porte sondes / cathéters grand modèle



- Dimensions **480 x 150 x 105 mm**
- Inox
- Fixation sur rail

Réf : ACS02002



4

RAILS ET SUPPORTS

Rail fixe D38 150



- Dimensions **150 x 25 x 10 mm**
- Fixation sur tube diamètre **38 mm**

Réf : ACS03004



Rail 25/10 circulaire MFR



- Dimensions **400 x 200 mm**
- Fixation sur 2 tubes MFR diamètre **38 mm**

Réf : ACS03006



Rail porte bocal pour TRYPODE



- Dimensions Rail 25/10 - **350 x 320 mm**
- Charge maximale : **30 Kg**

Réf : En standard sur la colonne



Rail mobile sur clameau 350 mm décalé



- Dimensions Rail 25/10 - Longueur : **350 mm**
- Charge maximale : **14 Kg**
- Fixation sur tube diamètre 25 ; 38 mm ou rail 25/10

Réf : ACS04025



Tube D38/150 mm sur rail 25/10 vertical



- Tube inox D38 100/50 mm
- 1 Bride sur rail 25/10 blanche

Réf : ACS04028



Tube support accessoires 1500 mm D38 sur bride



- Tube D38 1500 sur rail 25/10 vertical
- 2 Brides sur rail 25/10 blanche

Réf : ASC04026



Tube support accessoires 1000 mm D38 sur bride




- Tube D38 1000 sur rail 25/10 vertical
- 2 Brides sur rail 25/10 blanche

Réf : ASC04027



Rail mobile sur clameau grand modèle



- Dimensions **430 x 25 x 10 mm**
- Fixation sur tube diamètre 25 ; 38 mm ou rail 25/10
- Charge maximale : 14 Kg

Réf : ACS03007



Clameau D25 pour tube diamètre 25 mm



- Fixation sur rail
- RAL 9002

Réf: ACS03002



Clameau D38 / D25



- Dimensions L = 300 mm
- Fixation sur tube diamètre 38 mm
- Fixation pour tube diamètre 25 mm

Réf: ACS04013



Clameau D38 / D25



- Dimensions L = 300 mm
- Fixation sur tube diamètre 38 mm
- Fixation pour tube diamètre 25 mm

Réf: ACS04013

À commander avec l'une des références :

ACS04026 (extension avec tube D38 longueur 1500mm)

ACS04027 (extension avec tube D38 longueur 1000mm)

ACS04028 (extension avec tube D38 longueur 100mm)



Clameau 3D25 pour tube diamètre 25 mm




- Fixation sur rail
- Distance rail-tube : 15/170/243 mm
- RAL 9002

Réf: ACS03003



Crochet sur clameau




- Fixation sur rail

Réf : ACS03001



Extension de rail



- Extensions : 450 mm / 350 mm
- Rail médical 25 x 10 mm

Réf : ACS05001



Rail mobile sur clameau petit modèle



- Dimensions **350 x 25 x 10 mm**
- Fixation sur tube diamètre **25 ; 38 mm** ou rail 25/10

Réf : ACS03005



5

PERFUSIONS

Porte perfusion 6 crochets droit




- Dimensions **H = 1500 mm**
- 6 crochets
- Fixation sur clameau D25 ou sur ensemble d'extension (clameau non inclus)

Réf : ACS04005



Porte perfusion 6 crochets télescopique droit



- Dimensions **H réglable = 500 mm**
- 6 crochets
- Fixation sur rail
- Réglage avec une seule main

Réf : ACS04001



Porte perfusion 4 crochets droit



- Dimensions **H max = 1500 mm**
- 4 crochets
- Fixation sur clameau D25 ou sur ensemble d'extension (clameau non inclus)

Réf : ACS04006



Porte perfusion 4 crochets droit en S




- 4 crochets
- Fixation sur clameau D25 ou sur ensemble d'extension (clameau non inclus)

Réf : ACS04020



Porte perfusion D38 4 crochets, en croix, en S sur embout




- 4 crochets
- Fixation en embout du tube diamètre 38 mm

Réf : ACS04018



Porte perfusion D38 4 crochets, droit, en croix sur embout




- 4 crochets
- Fixation en embout du tube diamètre 38 mm

Réf : ACS04019



Crochet pour perfusion



- Dimensions : 150 x 25 x 10 mm
- Fixation sur tube diamètre 25 mm

Réf : ACS04008



Réceptient



- Dimensions 150 x 25 x 10 mm
- Plastique transparent
- Fixation sur tubes de diamètre 25 et 38 mm

Réf : ACS04009



Porte perfusion 4 crochets en croix



- Dimensions **H = 1500 mm**
- 4 crochets
- Fixation sur clameau D25 ou sur ensemble d'extension (clameau non inclus)

Réf : ACS04004



Porte perfusion 4 crochets télescopique en croix



- Dimensions **H max = 1500 mm / H min = 1150mm**
- 4 crochets
- Fixation sur clameau D25 ou sur ensemble d'extension
- Réglable avec une seule main (clameau non inclus)

Réf : ACS04002



Porte perfusion 4 crochets en croix en S



- 4 crochets
- Fixation sur clameau D25 ou sur ensemble d'extension (clameau non inclus)

Réf : ACS04007



porte perfusion 4 crochets télescopique en croix en s




- Dimensions **H max = 1500 mm / H min = 1150mm**
- 4 crochets
- Fixation sur clameau D25 ou sur ensemble d'extension (clameau non inclus)

Réf : ACS04003



Ensemble d'extension simple




- 2 bras d'extension 38/25 mm L : 300 mm (porte perfusion non inclus)

Réf : ACS04011



Ensemble d'extension simple



- 2 bras d'extension 38/25 mm L : 300 mm (porte perfusion non inclus)

Réf : ACS04011

A commander avec l'une des références :

ACS04026 (extension avec tube D38 longueur 1500mm)

ACS04027 (extension avec tube D38 longueur 1000mm)

2 x ACS04028 (extension avec tube D38 longueur 100mm)



Ensemble d'extension double



- 2 bras d'extension 38/25 mm L : 300 mm
- Tige inox diamètre 25 mm L : 1000 mm
- 2 bras d'extension 25/25 mm L : 200 mm (Porte perfusion non inclus)

Réf : ACS04012



Ensemble d'extension double



- 2 bras d'extension 38/25 mm L : 300 mm
- Tige inox diamètre 25 mm L : 1000 mm
- 2 bras d'extension 25/25 mm L : 200 mm (Porte perfusion non inclus)

Réf : ACS04012

A commander avec l'une des références :

ACS04026 (extension avec tube D38 longueur 1500mm)

ACS04027 (extension avec tube D38 longueur 1000mm)

2 x ACS04028 (extension avec tube D38 longueur 100mm)



6

GESTION DES CÂBLES

Crochet simple



- Fixation sur rail
- Charge maximale : **3 Kg**

Réf : ACS05002



Crochet support câbles / flexibles




- Fixation sur tube diamètre **25 mm**
- Charge maximale : **5 Kg**

Réf : ACS05003



Guide fil



- Système de guidage des tubes et câbles
- Fixation sur rail ou sur tube diamètre **38 mm**
- Par sachet de 4

Réf : ACS05004



Bras support tube



- Bride de fixation sur rail
- Double clamp pour tubes de respiration
- 2 articulations rigides
- 1 articulation simple

Réf : ACS05005



Rangement de câbles MFR petit modèle



- Dimensions : H = **300 mm**
- Fixation sur tube diamètre **25 mm**
- Charge maximale : **5 Kg**

Réf : ACS05006



Rangement de câbles MFR moyen modèle



- Dimensions : H = **500 mm**
- Fixation sur tube diamètre **25 mm**
- Charge maximale : **5 Kg**

Réf : ACS05007



Rangement de câbles MFR grand modèle



- Dimensions : H = **700 mm**
- Fixation sur tube diamètre **25 mm**
- Charge maximale : **5 Kg**

Réf : ACS05008



7

BRAS SUPPORT

Bras MFR support moniteur pour M20



- Fixation sur tube MFR **diamètre 38 mm**
- Taille LCD **<20"**, **51 cm**
- Poids supporté **2,3 – 9,1 Kg**
- Inclinaison 80°, Rotation 90°P/L, Panoramique 180°
- Ajustement hauteur 33 cm
- VESA : MIS-D

Réf : ACS06001



Bras MFR support moniteur pour TRYPODE



- Fixation sur tube MFR **diamètre 38 mm**
- Taille LCD **<20"**, **51 cm**
- Poids supporté **2,3 – 9,1 Kg**
- Inclinaison 80°, Rotation 90°P/L, Panoramique 180°
- Ajustement hauteur 33 cm
- VESA : MIS-D

Réf : ACS06032

A commander avec la référence :
ACS04028 (extension avec tube D38 longueur 100mm)



Bras support moniteur et clavier sur tube D38



- Dim : Long. Bras = **300 + 300 mm**
- Fixation sur tube diamètre **38 mm**
- Bras support double articulation
- Adaptation moniteur VESA 75 / 100
- Support clavier **58 x 20 mm**

Réf : ACS06003



Bras support moniteur et clavier sur rail 25/10



- Dim : Long. Bras = **300 + 300 mm**
- Fixation sur rail 25/10
- Bras support double articulation
- Adaptation moniteur VESA 75 / 100
- Support clavier **58 x 20 mm**

Réf : ACS06034



Support clavier et souris



- En aluminium
- Rétractable sous plateau
- Fixation sous plateau 594 x 500 mm

Réf : ACS06004



Bras double support moniteur Philips monte & baisse



- Fixation sur tube D38
- 9 à 14 Kg
- Autre configuration sur demande

Réf : ACS06015



Bras double support moniteur Philips monte & baisse




- Fixation sur rail 25/10 vertical
- 9 à 14 Kg
- Autre configuration sur demande

Réf : ACS06035



Bras double support moniteur vesa 100x100 Philips monte & baisse



- Fixation sur tube D38
- 4 à 9 Kg
- Autre configuration sur demande

Réf : ACS06036



Bras double support moniteur vesa 100x100 Philips monte & baisse



- Sur rail 25/10 vertical
- 9 à 14 Kg
- Autre configuration sur demande

Réf: ACS06037



8

ÉCLAIRAGES D'EXAMEN

Eclairage de soins 35W



- **12V / 35W**
- **30.000 Lux / 0,5 m, 10°**
ou **5.000 Lux / 0,5 m, 38°**
- Transformateur électronique
- Poids : **1,5 kg**
- RAL 9010

Réf : ACS07001



Eclairage de soins 50W



- **12V / 50W / 10°**
- **48.000 Lux / 0,5 m**
- Transformateur électronique **230V / 50Hz**
- Câble d'alimentation : **3 m**
- Poids : **1,5 kg**
- RAL 9010

Réf : ACS07003



Eclairage d'examen DIASYS



- **27,3V / 7W**
- **70.000 Lux / 1 m**
- Diamètre de champ **D10 : 14cm**
- Durée de vie des LED : **>60.000h**
- Nombre de LED : **4**
- Température de couleurs : **4.200K**
- Autonomie de batterie : **7h** (en option)
- RAL 9010

Réf : DIASYS-MOB

9 DIVERS

Chariot de transfert pour respirateur



- Dimensions : L = 52 x 71 mm
- En acier
- Hauteur réglable (H maximum : 1 m)
- Levée par manivelle
- Charge maximale : 30 Kg

Réf : ACS01033



Bras de rideau telescopique sur rail 25/10 vertical




- Dimensions : L = 150 mm
- Fixation sur rail 25/10

Réf : ACS06031



Rideau séparateur blanc




- Dimensions : 140 x 170 cm
- Rideau difficilement inflammable de type Trevira® CS
- 13 anneaux

Réf : ACS06006



Rideau séparateur vert



- Dimensions : 140 x 170 cm
- Rideau difficilement inflammable de type Trevira® CS
- 13 anneaux

Réf : ACS06007




Module bluetooth + 2 haut-parleurs - M20V



Réf : MSC-01-M20V



Poignée freins électromagnétiques sur 2 tubes - M20V




- Suivant configuration

Réf : POIGNEE-FREINS-ELEC-2TUBES-M20V



Éclairage ambiance sous TRYPODE



- Éclairage de veille LED en partie basse (1.2 W)

Réf : ACS01055





www.surgiris.com
+33 (0)3 20 16 07 93